

LiteStar®

Einweg-Anästhesie-Gesichtsmasken.



D-288-2010

LiteStar Einweg-Anästhesie-Gesichtsmaske. Die Tropfenform der Maske unterstützt eine anatomische Passform. Der transparente Maskenkörper ermöglicht die kontinuierliche Beobachtung des Patientenzustandes. Der farbkodierte Verstärkungsring entlang des Maskenkonnektors bietet eine feste Verbindung mit dem Beatmungsschlauchsystem (bei Größen 3 bis 6).

Die nach dem "Ampelprinzip" farbkodierten Verstärkungsringe ermöglichen eine einfache Größenidentifikation. Die kleinere Größe (3) hat eine rote, mittlere Größen (4-5) eine gelbliche und die große Größe (6) eine grüne Farbe.

WEITERES MASKENZUBEHÖR

Zusätzliches Maskenzubehör, Hakenringe und Kopfbänder zur Befestigung, erleichtert die Anwendung. Drei verschiedene Kopfbänder in kleinen und großen Ausführungen bieten Patienten und Ärzten den Vorteil einer weichen und elastischen Fixierung. Alle Produkte sind Latex frei.



D-957-2010

LiteStar® – Einweg-Anästhesie-Gesichtsmasken

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Packungsgröße	Bestellnr.
Maske, LiteStar, ohne Hakenring		
Größe 1, Neugeborene	30 Stück	MP01501
Größe 2, Säuglinge	30 Stück	MP01502
Größe 3, Kleinkind	30 Stück	MP01503
Größe 4, Klein Erwachsene	30 Stück	MP01504
Größe 5, Mittel Erwachsene	30 Stück	MP01505
Größe 6, Groß Erwachsene	30 Stück	MP01506
Kopfband, Silikon, wiederverwendbar		
Klein	1 Stück	MP01557
Groß	1 Stück	MP01558
Kopfband, weicher Stoff, Einweg		
Klein	1 Stück	MP01559
Groß	1 Stück	MP01560
Kopfband, weiches Gummi, Einweg		
Klein	1 Stück	MP01561
Groß	1 Stück	MP01562
Hakenring für LiteStar Masken		
Mit 15 mm OD Konnektor (Größe 1-2)	30 Stück	MP01551
Mit 22 mm ID Konnektor (Größe 3-6)	30 Stück	MP01552

D-966-2010

Maske, LiteStar®,
Größe 1, Neugeborene

D-965-2010

Maske, LiteStar®,
Größe 2, Säuglinge

D-964-2010

Maske, LiteStar®,
Größe 3, Kleinkind

D-952-2010

Maske, LiteStar®,
Größe 4, Klein
Erwachsene

D-951-2010

Maske, LiteStar®,
Größe 5, Mittel
Erwachsene

D-953-2010

Maske, LiteStar®,
Größe 6, Groß
Erwachsene


MT-9659-2006

Kopfband, Silikon,
wiederverwendbar, Klein

MT-9658-2006

Kopfband, weicher
Stoff, Einweg, Klein

MT-9654-2006

Kopfband, weiches
Gummi, Einweg, Klein

MT-9659-2006

Kopfband, Silikon,
wiederverwendbar, Groß

MT-9658-2006

Kopfband, weicher
Stoff, Einweg, Groß

MT-9654-2006

Kopfband, weiches
Gummi, Einweg, Groß

MT-0925-2008

Hakenring für
LiteStar® Masken mit
15 mm OD (Größe 1-2)
Konnektor

MT-0924-2008

Hakenring für
LiteStar® Masken mit
22 mm ID (Größe 3-6)
Konnektor

HAUPTSITZ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND

Dräger Medical Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Tel +49 180 52 41 318*
Fax +49 451 88 27 20 02
dsc@draeger.com
* Inland: EUR 0,14/min

ÖSTERREICH

Dräger Medical Austria GmbH
Perfektastrasse 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04
Fax +43 1 699 38 01
info-austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Medical Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
3097 Liebfeld-Bern
Tel +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch.md@draeger.com

Hersteller:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Deutschland
Das Qualitätsmanagementsystem
der Dräger Medical GmbH
ist zertifiziert nach den Normen
ISO 13485, ISO 9001 und nach
Anhang II.3 der Richtlinie
93/42/EWG (Medizinprodukte).